



sanowell
mitten im Leben



**Einfach ein bisschen
besser leben ...**

Wellness- & Homecareprodukte von Sanowell

Die Füllungen unserer Lagerungshilfen – federleicht und anschmiegsam

sanowellsoft

Die sanowellsoft Lagerungshilfen wurden speziell zur Druckentlastung und Weichlagerung entwickelt. Sie sind zu 100 % mit federleichten Polysticks (Polyätherschaumstäbchen) gefüllt. Diese sorgen somit für eine gute Luftzirkulation und Atmungsaktivität. Bei sachgemäßer Behandlung bleibt dieses Füllmaterial formbeständig und bauschelastisch.

Die Polysticks verklumpen nicht und gewährleisten einen einwandfreien medizinisch-therapeutischen Nutzeffekt über viele Jahre hinweg.

- » Zur Druckentlastung und Weichlagerung
- » Atmungsaktiv
- » Formbeständig
- » Bauschelastisch
- » Temperatenausgleichend
- » Feuchtigkeitsregulierend
- » Pflegeleicht
- » Strapazierfähig und langlebig
- » Allergiker geeignet



sanowellmed

Die sanowellmed Lagerungshilfen sind besonders zum Stabilisieren und Positionieren sowie für die Entlastungslagerung konzipiert. Die Füllung besteht aus einer Kombination von Polysticks und Perlen.

Dieses anschmiegsame Füllmaterial passt sich ergonomisch jeder Körperform an und sorgt gleichzeitig für die notwendige Stabilisierung.

- » Zur Stabilisierung und Entlastungslagerung
- » Atmungsaktiv
- » Formbeständig
- » Bauschelastisch
- » Temperatenausgleichend
- » Feuchtigkeitsregulierend
- » Pflegeleicht
- » Strapazierfähig und langlebig
- » Allergiker geeignet



Die sanowell Kissenbezüge – die ideale Ergänzung zu unseren Lagerungshilfen

Jersey Bezug, weiß

Der hochwertige Jersey-Bezug aus 100 % Baumwolle schützt das Kissen vor Verunreinigungen und kann bei 95 °C in der Waschmaschine gewaschen werden.

Zusätzlich macht das weiche Material das Benutzen der sanowell Kissen noch angenehmer und komfortabler.

- » Weich und anschmiegsam
- » Schutz vor Verunreinigungen
- » Maschinenwaschbar
- » Material: 100 % Baumwolle
- » Reißverschluss
- » Allergiker geeignet



Abwaschbarer Bezug, weiß

Unser wischdesinfizierbarer Bezug bietet Ihnen, als Ergänzung zu unseren Lagerungshilfen, bequeme Lagerungsmöglichkeiten und moderne Hygieneanforderungen. Dieser Bezug kann desinfiziert bzw. abgewaschen werden. Er ist auch als Inkontinenzbezug verwendbar.

- » Textiler Träger: 100 % Polyester
- » Nässeperrschicht: 100 % Polyurethan
- » Kochfest: 95 °C, Tumblerfest: 100 °C, chemisch reinigungsbeständig, dampfsterilisierbar
- » Temperatenausgleichend und feuchtigkeitsregulierend
- » Reißverschluss



Lagerungshilfen



5 - 19

Mit Hilfe von sanowell Lagerungskissen in verschiedensten Größen und Formen kann flexibel auf individuelle Bedürfnisse des Patienten eingegangen werden.

Oberflächendesinfizierbare Lagerungshilfen



20-21

Lagerungshilfen mit oberflächendesinfizierbarem Spezialgewebe – zur einfachen Reinigung mit Desinfektionsmitteln

Schmerztherapie & Muskelstimulation



22-29

TEMS und EMS, die sanfte und wirkungsvolle Alternative im Kampf gegen Schmerzen und Verspannungen.

Luftsprudelbäder & Badezusätze



30-33

Genießen Sie zuhause eine wohltuende Massage mit Wasser und Wärme. Am besten mit unseren nichtschäumenden Badezusätzen.

Ultraschallreinigung



34-35

Reinigen Sie Ihre Zahnspange, Ihren Zahnersatz und sogar Ihren Schmuck so schonend, gründlich und hygienisch wie sonst nur Zahnärzte und Juweliere.

Wärme & Temperaturmessung



36-37

Verbessern Sie Ihr seelisches und körperliches Wohlbefinden mit den Sanowell Wärmetherapie-Produkten.

Haftpuffer & Bandagen



38-39

Sie benötigen eine Bandage oder Krückenkapseln? Kein Problem. Sanowell lässt Sie nicht im Stich.

Unsere Quick-Finder-Symbole

sanowellsoft

sanowellmed

Jersey-Bezug

Abwaschb. Bezug





Mehr Komfort im
Alltag von Patienten

Lagerungshilfen von Sanowell

Modulierbare Luca-Lagerungsrolle



Die Luca-Rolle passt sich jeder Körperform ergonomisch an, fördert nicht nur die Körperwahrnehmung des Patienten, sondern kann auch bei verschiedensten Krankheitsbildern eingesetzt werden. Darüber hinaus ist bei Dekubitus, Kontrakturen und Pneumonie eine prophylaktische Anwendung sinnvoll.



- » Vielfältig einsetzbar
- » Stabilisierende und stützende Lagerung
- » 30° bzw. 135° Lagerung
- » Bei latent bettlägerigen Patienten auch ideal geeignet als „Stoßkissen“, d. h. zur Begrenzung, Abfederung und Druckverminderung zwischen Körper und Wand bzw. Bettgitter
- » Modellierung eines „Nestchens“ durch zwei Rollen
- » Auch als Wohlfühlkissen einsetzbar
- » Leichte Handhabung auch für Angehörige

Füllung	Größe in cm	Artikel-Nr.	PZN	Jersey-Bezug	PZN	abwaschb. Bezug
sanowellsoft Polysticks	100 x 20	89500	03706002	89700	00609215	89760
	200 x 20	89501	00618958	89701	01595892	89761
	250 x 20	89502	00609209	89702	00609221	89762
sanowellmed Polysticks/Perlen	100 x 20	89503	06581191	89700	00609215	89760
	200 x 20	89504	06581216	89701	01595892	89761

Hilfsmittel-Positions-Nr. 11.11.05.1000

Modulierbare Mikro-Lagerungsrolle



Die Mikro-Lagerungsrolle eignet sich besonders für Positionunterstützungen. Die flexible Rolle lässt sich leicht modellieren und schmiegt sich jeder Körperform an.

Bettlägerige oder schwerst beeinträchtigte Menschen können sich deutlich weniger spüren. Die Mikro-Lagerungsrolle hilft, über das Erfühlen des eigenen Körpers, die Wahrnehmung zu fördern und die Orientierung im Raum zu stimulieren.

- » Vielfältig einsetzbar
- » Kinästhetische Lagerung
- » Aktiviert die Körper- und Sinneswahrnehmung
- » Umlagerung zur Dekubitusprophylaxe
- » Stabilisierende und stützende Positionierung

Füllung	Größe in cm	Artikel-Nr.	PZN	Jersey-Bezug	PZN	abwaschb. Bezug
sanowellsoft Polysticks	150 x 12	89510	07531568	89703	06581044	---
	260 x 12	89511	07531574	89704	06581050	---
sanowellmed Polysticks/Perlen	150 x 12	89512	06581222	89703	06581044	---
	260 x 12	89513	06581239	89704	06581050	---

Hilfsmittel-Positions-Nr. 11.11.05.1000

Runde Lagerungsrolle



Zur Weichlagerung von Nacken, Bein und Rücken. Diese ausgesprochen vielseitige Lagerungshilfe bietet Einsatzmöglichkeiten bei verschiedensten Krankheitsbildern. Sie passt sich ergonomisch jeder Körperform an und hilft so – dank einer spürbaren Entlastung – Verspannungen der Halswirbelsäule, der Beine und im Hüft- und Rückenbereich abzubauen. Darüber hinaus ist bei Dekubitus, Kontrakturen und Pneumonie eine prophylaktische Anwendung sinnvoll.



- » Vielfältig einsetzbar
- » Stabilisierende und stützende Lagerung
- » Passt sich ergonomisch jeder Körperform an
- » Wirkt der Bauchdeckenspannung entgegen



Füllung	Größe in cm	Artikel-Nr.	PZN	Jersey-Bezug	PZN	abwaschb. Bezug
sanowellsoft Polysticks	40 x 15	89520	00609020	89705	06580866	89763
	65 x 15	89521	03706019	89706	06580872	89764
	55 x 18	89522	00609043	89707	06580889	---
sanowellmed Polysticks/Perlen	40 x 15	89523	06581280	89705	06580866	89763

Ruhe- und Seitenlagerungskissen



Bei dieser Kissenform gibt es verschiedenste Einsatzmöglichkeiten, wie z. B. die stabile Rücken- bzw. Seitenlagerung sowie eine Entspannungslagerung, z. B. bei spastischen Lähmungen oder während der Schwangerschaft. Zusätzlich wird eine entspannte Sitzhaltung während des Stillens gewährleistet.

Im Bereich der Neurologie verleiht das Produkt dem Patienten Sicherheit während der Liegephase. Insbesondere bei Krankheitsbildern, in deren Verlauf der Patient nicht in der Lage ist, seine eigenen Gliedmaßen mental zu kontrollieren bzw. zu koordinieren.

- » Lagerungskissen in U-Form
- » Vielseitig einsetzbar
- » Stabilisierende und stützende Lagerung
- » Fördert eine entspannte Sitzhaltung
- » Körperbegrenzung beruhigt, z. B. bei demenziell erkrankten Menschen



Füllung	Größe in cm	Artikel-Nr.	PZN	abwaschb. Bezug
sanowellsoft Polysticks	110 x 140	89524	03706048	89765

HWS-Cervikalring



Dieser Cervikalring ist geeignet um den Kopf und Nacken eines Patienten in Rücken- oder Seitenlage zu stabilisieren. Der Ring dient daneben aber auch zur Verlagerung des Körpergewichts bei einem Bandscheibenvorfall im Halswirbelbereich oder bei einem Schleudertrauma. Dank des in die Seite der Hülle eingearbeiteten Reißverschlusses kann, je nach Bedarf, problemlos das Füllvolumen des Cervikalrings angepasst werden.

- » Zur Stabilisierung
- » Besserer Halt des Kopfes, z. B. im Pflegerollstuhl
- » Zur Freilagerung
- » Füllvolumen individuell modifizierbar



Füllung	Größe in cm	Artikel-Nr.	PZN	Jersey-Bezug	PZN	abwaschb. Bezug
sanowellsoft Polysticks	38 Ø	89525	03706060	89709	06581021	---
	45 Ø	89526	00583102	89710	06580843	---

Kopfhörnchen



Dieses Kopfhörnchen ermöglicht eine stabile Lagerung des Kopfes des Patienten.

- » Stabilisierende Freilagerung des Kopfes



Füllung	Größe in cm	Artikel-Nr.	PZN	abwaschb. Bezug
sanowellsoft Polysticks	38 Ø	89527	01595797	---



Lagerungskissen



Die Kissen werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, wie z. B. Lagerung von Kopf und Extremitäten, Druckentlastung durch das Kissenbett, Speziallagerung bei Patienten mit Kontrakturen bzw. rehabilitativ bei Apoplexpatienten.

- » Universell einsetzbar
- » Stabilisierende Lagerung
- » Unterstützende Lagerung
- » Hochlagerung von Gliedmaßen



Füllung	Größe in cm	Artikel-Nr.	PZN	Jersey-Bezug	PZN	abwaschb. Bezug
sanowellsoft	23 x 40	89530	00609089	89712	06580949	---
Polysticks	40 x 60	89531	03705988	89713	06580955	---
	45 x 80	89532	03705994	89714	06580961	89766
	55 x 80	89533	00609095	89715	06580978	---
	65 x 90	89534	00609126	89716	06580984	---

Hilfsmittel-Positions-Nr. 11.11.05.1000

Weichlagerungskissen



Die anschmiegsame Alternative zu unseren Lagerungskissen.


- » **Durch eine geringere Füllmenge als bei den Lagerungskissen auch zur Mikrolagerung geeignet**
- » Universell einsetzbar
- » Stabilisierende Lagerung
- » Unterstützende Lagerung
- » Hochlagerung von Gliedmaßen



Füllung	Größe in cm	Artikel-Nr.	PZN	Jersey-Bezug	PZN	abwaschb. Bezug
sanowellsoft	40 x 60	89541	00609149	89713	06580955	---
Polysticks	45 x 80	89542	00609161	89714	06580961	89766
	55 x 80	89543	00609190	89715	06580978	---

Hilfsmittel-Positions-Nr. 11.11.05.1000

Rückenstützkissen mit Fahne



Dieses Kissen stellt eine unersetzliche Hilfe zur Fixierung der Seitenlage und zur Kopfunterstützung bei Patienten dar, die das Bewusstsein, bzw. die Kontrolle über ihre Körperbewegungen verloren haben. Bei der 30° Seitenlagerung, oder auch im Rahmen einer Kissenanordnung nach Bobath, arretiert der Patient durch sein eigenes Gewicht die Fahne unter seinem Körper und verhindert somit ein Wegrutschen des druckentlastenden Kissens.

- » Stabilisierende und sichere Lagerung
- » Druckentlastung
- » Fixieren der Seitenlage
- » Kopfunterstützung



Füllung	Größe in cm	Artikel-Nr.	PZN	Jersey-Bezug	PZN	abwaschb. Bezug
sanowellsoft	80 x 80 (gefüllt: 80 x 40)	89550	00619165	89717 (80 x 80)	06580903	89767
sanowellmed	80 x 80 (gefüllt: 80 x 40)	89551	06581274	89717 (80 x 80)	06580903	89767

Hilfsmittel-Positions-Nr. 11.11.05.1000

A-, T- und V-Lagerungskissen



Das Hauptaugenmerk bei diesen vielseitig einsetzbaren Kissen liegt auf einer das Atmen erleichternden Lagerung. Dank ihrer speziellen Form sind sie aber ebenso gut zur Dekubitusprophylaxe, bzw. -therapie geeignet.

Atemunterstützende A-, T- oder V-Lagerung

Je nach Lage der Kissen wird eine Dehnung der verschiedenen Segmente der Lunge erreicht. Es entsteht durch diese Erweiterung eine bessere Belüftung und somit ein effektiverer Gasaustausch. Gleichzeitig haben diese Lagerungsmöglichkeiten auch eine entspannende Wirkung. Dies ist für Patienten mit pulmonalen Problemen eine zusätzliche Unterstützung der Atmung. Die beste Wirkung erzielt man bei flachem Kopfteil des Bettes.



- » Multifunktional
- » Erweiterung der Lungensegmente
- » Pneumonieprophylaxe
- » Förderung der Körperwahrnehmung

Füllung	Größe in cm	Artikel-Nr.	PZN	Jersey-Bezug	PZN	abwaschb. Bezug
sanowellsoft	65 x 24	89555	01592149	89718	06580990	---

Dieser Artikel ist ab 2 Stück zur T- und V-Lagerung bzw. ab 3 Stück zur A-Lagerung nutzbar.

Universalkissen/Beinkissen mit Kammern



Zur Rampe aufgeschichtet, als Rolle geformt oder auch in Verbindung mit anderen Kissenanordnungen ist dieses Kissen mit seinen 4 bzw. 6 Kammern flexibel modellierbar und kann somit als multifunktionaler Problemlöser eingesetzt werden.

Gliedmaßen aller Körperpartien, insbesondere Beine und Fersen, können je nach Diagnose druckentlastet oder stabilisiert werden.



- » Individuell einsetzbar
- » Unterstützende Hochlagerung von Extremitäten
- » Um- und Freilagerung
- » Lagerung nach Bobath
- » Mikrolagerung oder erhöhte Lagerung



Füllung	Größe in cm	Artikel-Nr.	PZN	Jersey-Bezug	PZN	abwaschb. Bezug
sanowellsoft Polysticks	65 x 75	89560	03706025	89719	06580932	89767
	65 x 115	89561	00618148	89720	06580748	---
sanowellmed Polysticks/Perlen	65 x 75	89562	06581251	89719	06580932	89767

Hilfsmittel-Positions-Nr. 11.11.05.1000



Komfortkissen/Gesäßkissen



Zur wirkungsvollen Weichlagerung und Druckentlastung in der Gesäßregion, z. B. bei Hämorrhoiden oder nach gynäkologischen Operationen, aber auch zur Dekubitusprophylaxe. Die speziell geformte Aussparung dient zur Freilagerung des Kreuz- und Steißbeinbereichs und ermöglicht darüber hinaus das problemlose Anlegen einer Urinflasche.

- » Weichlagerung und Druckentlastung in der Gesäßregion
- » Freilagerung des Kreuz- und Steißbeinbereiches
- » Druckentlastung der Wirbelsäule bei Verwendung als Rückenkissen im Sitzen
- » Als Rollstuhlkissen verwendbar
- » Im Sitzen und Liegen anwendbar

Füllung	Größe in cm	Artikel-Nr.	PZN	Jersey-Bezug	PZN	abwaschb. Bezug
sanowellsoft Polysticks	60 x 70	89565	00618964	89719 (65 x 75)	06580932	89767 (80 x 80)

Hilfsmittel-Positions-Nr. 11.11.05.1000



Sitz- & Rollstuhl-Gesäßkissen



Dieses Produkt bietet verbesserten Sitzkomfort und hohe Druckentlastung. Alle verwendeten Materialien, egal ob Polsterung oder Füllung, sind atmungsaktiv und gewährleisten somit - durch ständige Luftzirkulation - eine gute Klimatisierung des Kissens.

- » Verbesserter Sitzkomfort
- » Druckentlastung im Gesäßbereich
- » Freilagerung im Steißbeinbereich
- » Gute Klimatisierung durch ständige Luftzirkulation
- » Formstabil auch nach häufigem Waschen



Füllung	Größe in cm	Artikel-Nr.	PZN	Jersey-Bezug	PZN	abwaschb. Bezug
sanowellsoft Polysticks	50 x 50	89566	03706054	89721	06581038	---

Hilfsmittel-Positions-Nr. 11.39.01.0000

Waschanleitung für Lagerungshilfen

Thermische Desinfektionswäsche:

10 Minuten bei 90 °C bzw. 15 Minuten bei 85 °C

Chemothermische Desinfektionswäsche:

15 Minuten bei 60 °C mit Produkten auf Basis von Persäuren

Wichtig: gut ausspülen

Dampfdesinfektion: möglich

Trocknen: Tumbler Trocknung bis 100 °C (Trocknertrocknung)!


Nicht über trocknen! Nach dem Trocknen gut aufschütteln.



Die Sporen von Schimmelpilzen sind als Allergie-Auslöser weithin bekannt. Mit besonderem verfahrenstechnischen Aufwand lässt sich ihr schädlicher Einfluss bekämpfen. Wir haben deshalb die Bezugstoffe unserer Betten und Kissen weitestgehend nach dem Medicott-Verfahren ausgerüstet.

- » verhindert bei entsprechender Pflege die Bildung und Einnistung gefährlicher Schimmelpilze - z. B. Stockflecken - auch bei längerer Feuchtigkeit
- » verzichtet auf Fungizide, Mikrobizide und Bakterizide
- » schont die Baumwollfaser und unterstützt ihre Strapazierfähigkeit

Sitzring mit oder ohne Seitenboden (Verstärkung)



Dieser Sitzring ist ideal zur Weichlagerung und Druckentlastung im Gesäßbereich, z. B. bei Hämorrhoiden oder nach gynäkologischen Operationen, aber auch zur Dekubitusprophylaxe. Er unterstützt außerdem eine körpergerechte Sitzhaltung und bietet so eine wirksame Entlastung des gesamten Wirbelsäulenapparates bei Bandscheiben-, Halswirbel- und Rückenbeschwerden.

- » Druckentlastung im Gesäßbereich
- » Weich- bzw. Freilagerung
- » Entlastung der Wirbelsäule
- » Nach Enddarm-Operationen

Ohne Seitenboden (= Verstärkung):
für Anwender mit einem Körpergewicht bis 65 kg

Füllung	Größe in cm	Artikel-Nr.	PZN	Jersey-Bezug	PZN	abwaschb. Bezug
sanowellsoft Polysticks	50 Ø	89568	00618993	89724	06580837	---



Mit Seitenboden (= Verstärkung):
für Anwender mit einem Körpergewicht von 65 kg oder mehr

Füllung	Größe in cm	Artikel-Nr.	PZN	Jersey-Bezug	PZN	abwaschb. Bezug
sanowellsoft Polysticks	50 Ø	89569	00618970	89724	06580837	---

Hilfsmittel-Positions-Nr. 11.39.01.0000

Weichlagerungs-Betteinlage



Diese Auflage für Matratzen verbessert den Liegekomfort enorm und ist daher besonders geeignet für schmerzempfindliche Menschen, da der Auflagedruck des Körpers flächiger verteilt wird. Dekubitusgefährdete Körperpartien, wie z. B. Steiß oder Sitzbeinhöcker, profitieren besonders von der druckentlastenden Lagerung. Zudem wird eine ausgezeichnete Klimaregulierung ohne Kältezonen gewährleistet.

- » Flexible Weichlagerung
- » Längere Umlagerungsintervalle
- » Ideal geeignet für schmerzempfindliche Personen
- » Ausgezeichnete Klimaregulierung ohne Kältebrücken



Füllung	Größe in cm	Artikel-Nr.	PZN	Jersey-Bezug	PZN	abwaschb. Bezug
sanowellsoft Polysticks	80 x 90	89570	00608954	---	---	---

Hilfsmittel-Positions-Nr. 11.11.03.4000

Umbetthilfe



Der Einsatz dieser einfachen Rutschhilfe erleichtert den Positionswechsel zwischen Seiten- und Rückenlage, die Sitzkorrektur sowie den Übergang vom Rollstuhl ins Bett und umgekehrt. Das Umdrehen des Patienten in liegender Position wird nicht nur für den Patienten selbst, sondern auch für das Pflegepersonal oder die Angehörigen erheblich erleichtert.

- » Einfache Rutschhilfe für Positionsveränderungen bei Mikrolagerung sowie für pflegende Angehörige
- » Körperliche Belastung des Pflegepersonals wird erheblich reduziert



Größe in cm	Artikel-Nr.	PZN	Jersey-Bezug	PZN	abwaschb. Bezug
50 x 70	89571	01595886	---	---	---
60 x 120	89572	00593543	---	---	---

Fuß- und Beinhöckerkissen




Dieses Kissen verhindert nicht nur das Gegeneinanderreiben von Fußknöcheln und Knien, sondern gewährleistet gleichzeitig die Fersenfreilagerung und den venösen Rückfluss. Zusätzlich stellt es bei auftretender Spastik oder auch Kontrakturen eine stabile Basis für die unteren Extremitäten dar.

- » Stützende und stabilisierende Lagerung der unteren Extremitäten
- » Freilagerung der Ferse
- » Venöser Rückfluss wird gefördert
- » Leichte Handhabung für pflegende Angehörige



Füllung	Größe in cm	Artikel-Nr.	PZN	Jersey-Bezug	PZN	abwaschb. Bezug
sanowellsoft Polysticks	40 x 80	89575	03706031	89725	06580760	---
	60 x 80	89576	00619314	89726	06580777	---

Hilfsmittel-Positions-Nr. 11.03.01.0000



Venenkissen



Zur ruhigstellenden Hoch- bzw. Entlastungslagerung beider Beine. Ideal zur Thromboseprophylaxe und zur Entlastung der Wirbelsäule.

- » Hochlagerung der Beine
- » Fördert den venösen Rückfluss
- » Ideal bei venös bedingten Beschwerden oder müden und schweren Beinen
- » Passt sich ergonomisch der Beinform an
- » Begleitend zur Lymphtherapie (Lymphstau)
- » Praktischer Reißverschluss zur individuellen Befüllung



Füllung	Größe in cm	Artikel-Nr.	PZN	Jersey-Bezug	PZN	abwaschb. Bezug
sanowellsoft Polysticks	70 x 65 x 20	89590	03705971	89717 (80 x 80)	06580903	89767 (80 x 80)

Würfel- bzw. Stufenbettkissen



Durch Verwendung des Kissens kann die Stufenlagerung problemlos durchgeführt werden. Zielsetzung ist eine Entlastung der Wirbelsäule zur Regeneration der Bandscheiben. Das Kissen passt sich ergonomisch der Beinform an.

- » Hochlagerung der Beine in Stufenlagerung
- » Entlastung der Wirbelsäule, z. B. bei Bandscheibenvorfall und Ischialgien (Hexenschuss)
- » Fördert den Blutfluss in den Venen
- » Anpassung an Beinlänge durch einfaches Drehen des Kissens
- » Praktischer Reißverschluss zur individuellen Befüllung



Füllung	Größe in cm	Artikel-Nr.	PZN	Jersey-Bezug	PZN	abwaschb. Bezug
sanowellsoft Polysticks	50 x 50 x 38	89591	03705965	89728	06580808	89768

Handauflage



- » Nach handchirurgischen Eingriffen, Kapaltunnelsyndrom, etc.
- » Venöser Rückfluss
- » Ruhigstellung
- » Wirkt einer Kontraktur in Beugung entgegen

Füllung	Größe in cm	Artikel-Nr.	PZN	Jersey-Bezug	PZN	abwaschb. Bezug
sanowellsoft Polysticks	25 x 15 x 3	89617	09649311	---	---	---

Unterarm-Manschette




Der Unterarm wird in diesen weich gepolsterten, überlappenden Manschetten mittels Klettverschlüssen sicher fixiert.

- » Stabilisierende und sichere Hochlagerung des Unterarms
- » Verringert die Gefahr einer Ödembildung
- » Vorhandene Ödeme können abfließen
- » Venöser Rückfluss ist gewährleistet
- » Durch die Fixierung kann der Arm nicht wegrutschen, z. B. zwischen die Bettgitter



Füllung	Größe in cm	Artikel-Nr.	PZN	Jersey-Bezug	PZN	abwaschb. Bezug
sanowellsoft Polysticks	40 x 20 x 13	89610	01594645	---	---	---

Kleiner Lagerungskeil



- » Ruhigstellende Hoch- bzw. Entlastungslagerung
- » Verringert die Gefahr einer Ödembildung
- » Bestehende Ödeme können abfließen
- » Venöser Rückfluss, z. B. nach dem Entfernen der axillären Lymphknoten nach einer Brustkrebsbehandlung
- » Bei Lymphstau der oberen Extremitäten



Füllung	Größe in cm	Artikel-Nr.	PZN	Jersey-Bezug	PZN	abwaschb. Bezug
sanowellsoft Polysticks	40 x 25 x 13	89611	09649305	89729	06580926	---

Rechteckkissen



Dank ihrer seitlichen Abnäher sind Rechteckkissen besonders stabil und daher die perfekte Ergänzung zu Lagerungskissen in herkömmlicher Form.

- » Stabilisierende und unterstützende Lagerung
- » Hochlagerung von Gliedmaßen
- » Gewährleistung des venösen Rückflusses
- » Unterstützung bei A-, T- und V-Lagerung



Füllung	Größe in cm	Artikel-Nr.	PZN	Jersey-Bezug	PZN	abwaschb. Bezug
sanowellsoft Polysticks	40 x 20 x 8	89612	00593566	89730	06581009	---
	55 x 20 x 8	89613	00593572	89731	06581015	---

Handrolle



Neben ihrer Eignung für regelmäßige Bewegungsübungen und zur Verhütung von Fehlstellungen kann diese Handrolle auch zur Vermeidung von Kontrakturen und zur Wiederherstellung der Mobilität nach Apoplexie eingesetzt werden. Im Bereich der Elle und Speiche kann die Rolle besonders von immobilen oder gelähmten Patienten im Roll- oder Armlehnstuhl als abfederndes, druckentlastendes Stützelement eingesetzt werden. Die Fixierung kann mittels einer Strickfrottiermanschette vorgenommen werden.



- » Für regelmäßige Bewegungsübungen
- » Verhütung von Fehlstellungen
- » Wiederherstellung der Mobilität
- » Druckentlastung
- » Atmungsaktives Material, nimmt Schweiß auf und hemmt die Entstehung von Mykosen

Füllung	Größe in cm	Artikel-Nr.	PZN	Jersey-Bezug	PZN	abwaschb. Bezug
sanowellsoft Polysticks	15 x 6 Ø	89616	00609008	---	---	---

Hodenbänkchen – Mikrolagerungskissen



- » Hochlagerung der Hoden nach Operationen oder bei Ödemen
- » Anwendbar im gesamten Körperbereich
- » tropfenförmig
- » Auch zur Mikrolagerung geeignet

Füllung	Größe in cm	Artikel-Nr.	PZN
sanowellsoft Polysticks	17 x 4/9 x 7,5	89620	13695765

Hodenbänkchen – Mikrolagerungskissen



- » Hochlagerung der Hoden nach Operationen oder bei Ödemen
- » Anwendbar im gesamten Körperbereich
- » Kleines Lagerungskissen für Kinder
- » Auch zur Mikrolagerung geeignet

Füllung	Größe in cm	Artikel-Nr.	PZN	Jersey-Bezug	PZN	abwaschb. Bezug
sanowellsoft Polysticks	20 x 20	89618	06581185	---	---	---

Lagerungsring



Dekubitusgefährdete Körperteile können mit Hilfe dieses vielseitig einsetzbaren Lagerungsringes freigelagert werden. Der Lagerungsring kann in der Seitenlage auch als Schutzpolster zwischen den Knien sowie in der 135°-Lage zur Druckentlastung der Schulter eingesetzt werden.

- » Freilagerung dekubitusgefährdeter Körperteile
- » Schutzpolster im Kniescheibenbereich
- » Druckentlastung und Weichlagerung
- » Mikrolagerung

Füllung	Größe in cm	Artikel-Nr.	PZN	Jersey-Bezug	PZN	abwaschb. Bezug
sanowellsoft Polysticks	20 Ø	89619	01594757	---	---	---

Lagerungsset nach Bobath



- » Besonders geeignet zur Lagerung nach Bobath
- » Fördern der Körperwahrnehmung
- » Repositionierung der Körperachse
- » Vermeidung bzw. Hemmung von Spastiken
- » Sensorische Stimulation

Füllung	Lagerungsset Bobath	Artikel-Nr.	Jersey-Bezüge
sanowellsoft Polysticks	1 x Lagerungskissen, 23 x 40 cm 1 x Weichlagerungskissen, 45 x 80 cm 1 x Lagerungskissen, 65 x 90 cm 1 x Rückenkissen/Fahne, 80 x 80 cm 1 x Beinkissen/Kammern, 65 x 75 cm 1 x Lagerungskissen, 45 x 80 cm	89690	89750

Kissenbett



- » Vielfältige Lagerungsmöglichkeiten
- » Speziallagerung mittels Weichlagerung
- » Dekubitusprophylaxe durch Freilagerung
- » Besonders geeignet für Schmerzpatienten
- » Ein Muss bei Bettlägerigkeit

Füllung	Das Kissenbett besteht aus:	Artikel-Nr.	Jersey-Bezüge	abwaschb. Bezüge
sanowellsoft Polysticks	6 x Weichlagerungskissen, 45 x 80 cm	89692	89752	89772

Modulierbare Luca-Lagerungsrolle, oberflächendesinfizierbar



Da sich die Luca-Rolle jeder Körperform ergonomisch anpasst, fördert sie nicht nur die Körperwahrnehmung des Patienten, sondern kann auch bei verschiedensten Krankheitsbildern eingesetzt werden. Darüber hinaus ist bei Dekubitus, Kontrakturen und Pneumonie eine prophylaktische Anwendung sinnvoll.

- » Vielfältig einsetzbar
- » Stabilisierende und stützende Lagerung
- » 30° bzw. 135° Lagerung
- » Bei latent bettlägerigen Patienten auch ideal geeignet als „Stoßkissen“, d. h. zur Begrenzung, Abfederung und Druckverminderung zwischen Körper und Wand bzw. Bettgitter
- » Modellierung eines „Nestchens“ durch zwei Rollen
- » Auch als Wohlfühlkissen einsetzbar
- » Leichte Handhabung auch für Angehörige

Die desinfizierbare modulierbare Lagerungsrolle ist atmungsaktiv, mit Desinfektionsmitteln zu reinigen, blut- und urinundurchlässig, für Allergiker geeignet und viren- und bakteriendicht.

Füllung	Größe in cm	Artikel-Nr.	PZN	Jersey-Bezug	PZN
sanowellmed Polysticks/Perlen	200 x 20	89600	---	89701	01595892

Hilfsmittel-Positions-Nr. 11.11.05.1000

Lagerungskissen, oberflächendesinfizierbar



Die Kissen werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, wie z. B. Lagerung von Kopf und Extremitäten, Druckentlastung durch das Fünfkissensystem, Speziallagerung bei Patienten mit Kontrakturen bzw. rehabilitativ bei Apoplexpatienten.

- » Universell einsetzbar
- » Stabilisierende Lagerung
- » Unterstützende Lagerung
- » Hochlagerung von Gliedmaßen

Das desinfizierbare Lagerungskissen ist atmungsaktiv, mit Desinfektionsmitteln zu reinigen, blut- und urinundurchlässig, für Allergiker geeignet und viren- und bakteriendicht.

Füllung	Größe in cm	Artikel-Nr.	PZN	Jersey-Bezug	PZN
sanowellmed Polysticks/Perlen	40 x 60	89602	---	89713	06580955
	55 x 80	89603	---	89715	06580978

Hilfsmittel-Positions-Nr. 11.11.05.1000

Modulierbare Mikro-Lagerungsrolle, oberflächendesinfizierbar



Die Mikro-Lagerungsrolle eignet sich besonders für Positionenunterstützungen. Die flexible Rolle lässt sich leicht modellieren und schmiegt sich jeder Körperform an.

Bettlägerige oder schwerst beeinträchtigte Menschen können sich deutlich weniger spüren. Die Mikro-Lagerungsrolle hilft, über das Erfühlen des eigenen Körpers, die Wahrnehmung zu fördern und die Orientierung im Raum zu stimulieren.

- » Vielfältig einsetzbar
- » Kinästhetische Lagerung
- » Aktiviert die Körper- und Sinneswahrnehmung
- » Umlagerung zur Dekubitusprophylaxe
- » Stabilisierende und stützende Positionierung

Die desinfizierbare Micro-Lagerungsrolle ist atmungsaktiv, mit Desinfektionsmitteln zu reinigen, blut- und urinundurchlässig, für Allergiker geeignet und viren- und bakteriendicht.

Füllung	Größe in cm	Artikel-Nr.	PZN	Jersey-Bezug	PZN
sanowellmed Polysticks/Perlen	260 x 12	89601	---	89704	06581050

Hilfsmittel-Positions-Nr. 11.11.05.1000





Wir haben etwas
gegen Schmerzen –
Sanowell TENS und EMS Geräte

Digi Pro 4000 Duo TENS- & EMS-Kombi-Gerät

- » ideal für Schmerz- und Inkontinenztherapie
- » Zwei getrennt regulierbare Kanäle
- » 7 TENS- und 3 EMS-Programme
- » Timerfunktion, 15, 30, 45 und 60 Minuten
- » Digitale Anzeige der Behandlungsdauer
- » Aufzeichnung der Therapiedauer
- » Tastenschloss, um ein unkontrolliertes Verstellen zu verhindern



Lieferumfang:

- 1 Digi Pro 4000 Duo mit Gebrauchsanweisung
- 1 stabiler Hartschalen-Kunststoffkoffer
- 4 selbstklebende Elektroden, 40 x 40 mm
- 2 Kabel für selbstklebende Elektroden
- 1 Blockbatterie, 9V

Technische Daten:

- » Asymmetrischer Biphasen-Rechteckimpuls
- » Intensität: 0 – 80 mA
- » Frequenzbereich: 1 – 160 Hz
- » Impulsbereich: 50 – 260 µs

Artikel-Nr.	PZN
89200	05856697

Hilfsmittel-Positions-Nr.
09.37.01.1000 (Schmerztherapie)
09.37.02.1000 (Muskelstimulation)

NEU

Sanowell Sano Relax TENS- & EMS-Kombi-Gerät

- » 2 Therapiearten mit nur einem Gerät (TENS & EMS)
- » Ideal zur Behandlung von Schmerzen und angespannten Muskeln
- » Wirksame Hilfe gegen Inkontinenz
- » Kann den Blutfluss stimulieren und bietet Komfort
- » Für die Ausbildung und gezielte Entwicklung der Muskeln
- » Sichere Anwendung ohne Nebenwirkungen mit Technologie, die seit Jahrzehnten bewiesen ist
- » Digitales Gerät
- » Sehr einfach in der Anwendung



Lieferumfang:

- » 1 SanowellSano Relax mit Gebrauchsanweisung
- » 4 selbstklebende Elektroden, 40 x 40 mm mit 2 mm Stecker
- » 2 Kabel für selbstklebende Elektroden
- » 3 AAA Batterien

Technische Daten:

- » 2 Kanäle, 8 verschiedene Programme
- » 12-Stufen-Timer
- » 2 Jahre Garantie



Artikel-Nr.	PZN
89240	--

Hilfsmittel-Positions-Nr.
09.37.01.1000 (Schmerztherapie)
09.37.02.1000 (Muskelstimulation)

Digi Pro 4000 Duo Inkontinenztherapie-System



Mit der Handsteuerung wird der Stromfluss des Inkontinenztherapie-Systems aktiviert bzw. unterbrochen, um dem Patienten die Behandlung möglichst angenehm zu gestalten.

- » Mit 7 TENS- und 3 EMS-Programmen
- » Timerfunktion: 15, 30, 45 und 60 Minuten
- » Aufzeichnung der Therapiedauer
- » Mit Tastenschloss, um ein unkontrolliertes Verstellen zu verhindern

Lieferumfang:

- 1 sanowell Digi Pro 4000 Duo
- 1 stabiler Hartschalen-Kunststoffkoffer
- 4 selbstklebende Elektroden, 40 x 40 mm
- 2 Kabel für selbstklebende Elektroden
- 1 Handsteuerung für das Digi Pro 4000 Duo
- 1 Vaginal- oder Rektalsonde zur Inkontinenzbehandlung
- 1 Blockbatterie, 9V
- 1 Gebrauchsanweisung

Technische Daten:

- » Intensität: 0 - 80 mA
- » Frequenzbereich: 1 - 160 Hz
- » Impulsbereich: 50 - 260 µs



Ausgestattet mit einer Vaginalsonde

Artikel-Nr.	PZN
89202	00899354

Hilfsmittel-Positions-Nr.

09.37.03.0000



Ausgestattet mit einer Rektalsonde

Artikel-Nr.	PZN
89203	00899360

Hilfsmittel-Positions-Nr.

09.37.03.0000

Digi Pro 4000 Duo mit Dauerelektroden und Gel Pads



Identisch mit der Artikel-Nr. 89200. Ein Unterschied besteht nur in der Ausstattung.

Lieferumfang:

- » 1 Digi Pro 4000 Duo mit Gebrauchsanweisung
- » 1 stabiler Hartschalen-Kunststoffkoffer
- » 4 Dauerelektroden, 40 x 40 mm
- » 1 Tube Elektrodengel, 50 g
- » 2 Kabel für Dauerelektroden
- » 1 Blockbatterie, 9V

Artikel-Nr.	PZN
89201	---

Hilfsmittel-Positions-Nr.

09.37.01.1000

(Schmerztherapie)

09.37.02.1000

(Muskelstimulation)

Life Tens Schmerztherapiegerät

- » Zwei getrennt regulierbare Kanäle
- » Intensität, Impulsbreite und Impulsfrequenz sind über weite Bereiche vom Nutzer frei wählbar
- » 3 voreingestellte Programme: Burst, Modulation und Continuous
- » Timerfunktion: 15 und 30 Minuten sowie Dauerbetrieb
- » Für beide Kanäle getrennte LED Anzeigen



Lieferumfang:

- 1 analoges Nervenstimulationsgerät
- 1 stabiler Hartschalen-Kunststoffkoffer
- 4 selbstklebende Elektroden, 40 x 40 mm
- 2 Kabel für selbstklebende Elektroden
- 1 Blockbatterie, 9V
- 1 Gebrauchsanweisung

Technische Daten:

- » Asymmetrischer Biphasen-Rechteckimpuls
- » Intensität: 0 - 80 mA
- » Frequenzbereich: 2 - 150 Hz
- » Impulsbereich: 30 - 260 µs

Artikel-Nr.	PZN
89210	04867380

Hilfsmittel-Positions-Nr.

09.37.01.1000



Life Tens mit Dauerelektroden und Gel Pads



Identisch mit der Artikel-Nr. 89210. Ein Unterschied besteht nur in der Ausstattung.

Lieferumfang:

- 1 analoges Nervenstimulationsgerät
- 1 stabiler Hartschalen-Kunststoffkoffer
- 4 Dauerelektroden, 40 x 40 mm
- 1 Tube Elektrodengel, 50 g
- 2 Kabel für Dauerelektroden
- 1 Blockbatterie, 9V
- 1 Gebrauchsanweisung

Artikel-Nr.	PZN
89211	---

Hilfsmittel-Positions-Nr.

09.37.01.1000



Passendes Zubehör für Ihr TENS- und EMS-Gerät

Vaginalsonde



Für eine angenehme und wirksame Behandlung bei Harninkontinenz. Zur Wiederherstellung einer gestärkten Beckenbodenmuskulatur.

Artikel-Nr.	PZN
89272	00617083

Kann von einem Patienten mehrmals benutzt werden.

- » Bipolare Sonde
- » Passend für alle Geräte mit einem 2 mm Stecker.
- » Maße: 7,9 x 3,4 cm (L x B)

Rektalsonde bzw. Mini-Vaginalsonde



Zur Benutzung als intra-Analsonde bei Frauen und Männern sowie als Mini-Vaginalsonde bei Frauen mit verengter Vagina. Zur Behandlung von Stuhl- und Harninkontinenz mit einem Muskelstimulationsgerät.

Artikel-Nr.	PZN
89273	00617769

Kann von einem Patienten mehrmals benutzt werden.

- » Bipolare Sonde
- » Passend für alle Geräte mit einem 2 mm Stecker.
- » Maße: 2 x 3 cm (L x B)

Handsteuerung für das Digi Pro 4000 Duo



Bei der Verwendung von Vaginal- bzw. Rektalsonden bietet Ihnen der Handsteuerungsmodus zusätzlichen Bedienkomfort.

Artikel-Nr.	PZN
89274	---

Nachdem Sie alle Voreinstellungen am Gerät vorgenommen haben, können Sie dieses ganz einfach und komfortabel durch Knopfdruck am Handsteuergerät aktivieren oder deaktivieren. Diese schnelle und direkte Bedienmöglichkeit verleiht dem Patienten mehr Sicherheit bei der Inkontinenztherapie. Insbesondere wird so ein Erschrecken des Patienten durch plötzlich einsetzenden Stromfluss durch die Vaginal- bzw. Rektalsonde verhindert.

Passendes Zubehör für Ihr TENS- und EMS-Gerät

Elektroden für TENS- und EMS-Geräte



- » 4 selbstklebende Elektroden
- » Mehrfach verwendbar
- » Passend für alle Geräte mit einem 2 mm Stecker

Größe	Artikel-Nr.	PZN
40 x 40 mm	89260	02651138

Mindestbestellmenge: 3 Packungen

Größe	Artikel-Nr.	PZN
40 x 80 mm	89261	02651121

Mindestbestellmenge: 3 Packungen

Runde Elektroden für TENS- und EMS-Geräte



- » 4 runde selbstklebende Elektroden
- » Mehrfach verwendbar
- » Passend für alle Geräte mit einem 2 mm Stecker

Größe	Artikel-Nr.	PZN
32 mm Ø	89262	01022162

Mindestbestellmenge: 3 Packungen

Dauerelektroden für TENS- und EMS-Geräte



- » 4 Dauerelektroden
- » Für die Nutzung mit Gel Pads oder Elektrodengel

Die Nutzung von Dauerelektroden ist nur in Verbindung mit den passenden Kabeln für Dauerelektroden möglich.

Größe	Artikel-Nr.	PZN
40 x 40 mm	89263	01622904

Elektrodengel für TENS- und EMS-Geräte



- » Elektrisch leitender Klebstoff
- » Elektrode muss nicht mit Klebeband fixiert werden
- » 50 g Tube

Artikel-Nr.	PZN
89265	06866769

Kabel für selbstklebende Elektroden



- » 2 Kabel für selbstklebende Elektroden
- » Ca. 120 cm lang
- » 2 mm Stecker
- » Elektrodenstecker geschirmt
- » Passend für TENS und EMS Geräte

Artikel-Nr.	PZN
89270	01622933

Kabel für Dauerelektroden



- » 2 Kabel für Dauerelektroden
- » Ca. 120 cm lang
- » 2 mm Stecker
- » Elektrodenstecker geschirmt
- » Passend für TENS und EMS Geräte

Artikel-Nr.	PZN
89271	01622962

NEU

Reizstromhandschuhe

Der TENS Handschuh ist einfach und unkompliziert zu verwenden: Stimulationshandschuh über die zu stimulierende Hand ziehen, das Elektrostimulationsgerät anschließen und schon kann es los gehen. (Um Missverständnissen vorzubeugen: Dieser TENS Handschuh stimuliert die Hand und eignet sich nicht zur Stimulation anderer Körperpartien durch Handauflegen!)

Indikationen Stimulationshandschuh: * Rheuma * Arthritis und Gelenkentzündung * Durchblutungsstörungen * Gefühllosigkeit * diabetische Polyneuropathie * Karpaltunnelsyndrom etc.

ACHTUNG: Sollten Sie nur einen TENS Handschuh verwenden, benötigen Sie für die Behandlung zusätzlich eine selbstklebende Elektrode mit einer Mindestgröße von 50 x 50 mm!



- » eingearbeitete Silberfäden (76% nylon, 8% Lycra, 16% Silberfäden)
- » Universalgröße
- » einfache Anwendung
- » Steigerung der Durchblutung
- » Verwendung bei Arthrosen, Rheuma, Karpaltunnelsyndrom usw.
- » Passend für TENS und EMS Geräte
- » Reinigung mit warmen Wasser (bis 30°)
- » Handschuh-Set mit Adaptern für 2 mm Stecker

Artikel-Nr.	PZN
89670	--

Lassen Sie den Alltag
hinter sich...

... mit Luftsprudelbädern & Badezusätzen von Sanowell

PlusTherm Fußperlbad mit ansteigender Wärme

Das Fußperlbad ist mit Vibrationsnoppen, Luftsprudelleisten, ansteigender Wärme und austauschbaren Massageaufsätzen ausgestattet und ermöglicht Ihnen so eine Fußmassage der Sohle und des Fußrückens. Die Fußmassage trägt dazu bei, Gewebeschichten besser zu durchbluten, so dass Venen- sowie Lymphgefäße entlastet werden können. Verspannte Muskeln werden gelockert und der Zellstoffwechsel wird angeregt. Das sanowell PlusTherm sorgt dafür, dass während der Anwendung eine gleichbleibende Temperatur aufrechterhalten wird und verhindert so ein zu schnelles Abkühlen des Wassers.



- » Sprudel- und Trockenmassage
- » Ansteigendes Wärmebad, Erwärmung des Wassers auf bis zu 40° C
- » 4 Massage- bzw. Akupressuraufsätze
- » 16 Magnete zur Durchblutungsförderung
- » Ca. 400 Massagenoppen im Wanneboden

Artikel-Nr.	PZN
89010	00820080

Technische Daten:

- » 345 W Leistung
- » 24 Monate Hersteller-Garantie

Zubehör für Luftsprudelbäder



Ersatzmatte für Luftsprudelbäder

- » elastisch
- » 1200 elastische Luftdüsen
- » 18 Sitzauflagen
- » Maße der Matte: ca. 100 x 38 cm (L x B)

Artikel-Nr.	PZN
89032	---



Ersatzschlauch für Luftsprudelbäder

- » Länge des Schlauchs: 250 cm

Artikel-Nr.	PZN
89035	---

Soft-Grip Keramikfußraspel, Verkaufsdisplay



- » Grobe und feine Keramikfläche zum sanften und gründlichen Entfernen von Schwielen und Hornhaut
- » Rutschfester Griff dank Gummierung an Ober- und Unterseite
- » Verletzungsfreie Technologie, daher für Diabetiker geeignet
- » Reinigung unter fließendem Wasser oder mittels Desinfektionsflüssigkeiten
- » Ideal für die professionelle Fußpflege
- » 3 verschiedene Farben
- » 9 Stück im Verkaufsdisplay

Artikel-Nr.	PZN
89800	---

Soft-Grip Keramikfußraspel, Nachfüllpack

- » 3 verschiedene Farben je 3 Stück
- » 9 Soft-Grip Keramikfußraspeln im Nachfüllpack

Artikel-Nr.	PZN
89801	---

Nichtschäumende Badezusätze

Mit den sanowell Badezusätzen verwöhnen Sie Haut, Körper und Sinne mit feinsten ätherischen Ölen und Pflanzenextrakten, ohne den natürlichen Säureschutzmantel der Haut anzugreifen.



Eukalyptus

Tun Sie sich während einer Erkältung etwas Gutes. Genießen Sie diese Kombination aus reichhaltiger Pflege und wohltuender Wirkung des Eukalyptus.

Inhalt: 500 ml

Artikel-Nr.	PZN
89011	01077080



Lavendel

Entspannen Sie sich, pflegen Sie Ihre Haut und genießen Sie diese Kombination aus reichhaltiger Pflege und beruhigender Wirkung des Lavendels.

Inhalt: 500 ml

Artikel-Nr.	PZN
89012	01077097



Roskastanie

Tun Sie Ihren Beinen und Venen etwas Gutes und genießen Sie diese Kombination aus reichhaltiger Pflege und durchblutungsfördernder Wirkung der Rosskastanie.

Inhalt: 500 ml

Artikel-Nr.	PZN
89013	01077111



Rosmarin

Vertreiben Sie Ihre Müdigkeit und genießen Sie diese Kombination aus reichhaltiger Pflege und belebender Wirkung des Rosmarins.

Inhalt: 500 ml

Artikel-Nr.	PZN
89014	01077105



Melisse

Beruhigen Sie Ihre Nerven, entspannen Sie und genießen Sie diese Kombination aus reichhaltiger Pflege und beruhigender Wirkung der Melisse.

Inhalt: 500ml

Artikel-Nr.	PZN
89015	01077074



Fichtennadel

Fördern Sie Ihre Leistungsfähigkeit und Ihre Spannkraft und genießen Sie diese Kombination aus reichhaltiger Pflege und vitalisierender Wirkung der Fichtennadel.

Inhalt: 500 ml

Artikel-Nr.	PZN
89016	01077128



Heublume

Beruhigen Sie Ihre Nerven, entspannen Sie und genießen Sie diese Kombination aus reichhaltiger Pflege und belebender Wirkung der Heublumen.

Inhalt: 500 ml

Artikel-Nr.	PZN
89017	09175698



Meeresalgen

Stärken Sie Ihre Nerven, entspannen Sie und genießen Sie diese Kombination aus reichhaltiger Pflege und stärkender Wirkung der Meeresalge.

Inhalt: 500 ml

Artikel-Nr.	PZN
89018	09175706

Badezusätze, nichtschäumend (6er Sortiment)



Mit folgenden Sorten:

Eukalyptus, Lavendel, Rosskastanie, Rosmarin, Melisse und Fichtennadel

Inhalt: 6 x 500 ml

Artikel-Nr.	PZN
89020	---



Nutzen Sie die Kraft
des Ultraschalls...

... und reinigen Sie schonend, gründlich und hygienisch

DentiClean Ultraschallreiniger

Der DentiClean Ultraschallreiniger versetzt Wasser in Schwingungen, für eine Reinigung Ihrer Zahnspange sowie Ihres Zahnersatzes, so schonend, gründlich und hygienisch wie beim Zahnarzt – ganz einfach zu Hause.

Sie können aber auch Schmuck, Uhren und Brillen mit dem sanowell DentiClean bis in die kleinsten Hohlräume und Spalten reinigen, denn im Gegensatz zu anderen Geräten reinigt der DentiClean nicht mit Vibrationen, sondern mittels Ultraschallwellen, die Millionen kleinster Luftbläschen im Wasser bilden. Wenn diese an den zu reinigenden Gegenständen zerschellen, **entfernen sie sanft – ganz ohne mechanische Einflüsse – selbst hartnäckigste Ablagerungen und Beläge.**



- » 1 Flasche mit 500 ml Dentimed+ Lösung
- » Arbeitsdauer: 3 Minuten bzw. 6 Minuten
- » Reinigungsbehälter: 250 ml
- » Reinigungskorb, Kleinteilehalter, Pinzette

Artikel-Nr.	PZN
89080	04646928

Technische Daten

- » 25 W Leistung
- » Arbeitsfrequenz: 42.000 Hz

Dentimed+ desinfizierende Lösung

Mit unserer desinfizierenden Lösung für Ultraschallreiniger lässt sich eine noch gründlichere und hygienische Reinigung von Zahnspangen und Zahnprothesen erzielen.

Auch wenn es möglich ist, Zahnspangen und Zahnprothesen lediglich mit Wasser zu reinigen, können Sie mit sanowell Dentimed+ sicherstellen, dass alle Verunreinigungen und jeglicher Zahnstein sowie Beläge entfernt werden – **zuverlässig und dauerhaft.**



- » Inklusive 20 ml Messbecher
- » 500 ml Flasche

Artikel-Nr.	PZN
89081	01745831



Wärmetherapie für zu Hause –

Ein Genuss für Körper und Seele.

ComfortTherm Heizkissen

Produktinformationen:

- » 11 Temperaturstufen, bequem über einen Druckknopf zu variieren
- » Inklusive Display für ein komfortables Ablesen der gewählten Temperaturstufe
- » Automatisches Abschalten nach 180 Minuten
- » Abnehmbarer, atmungsaktiver Mikrofaserbezug mit Klettverschluss



ComfortTherm S

- » Größe: 30 x 40 cm
- » Kissenbezug: weinrot

Artikel-Nr.	PZN
89100	05132806



ComfortTherm L

- » Größe: 35 x 50 cm
- » Kissenbezug: orange

Artikel-Nr.	PZN
89101	05132812



ComfortTherm XXL

- » Größe: 40 x 60 cm
- » Kissenbezug: hellgrün

Artikel-Nr.	PZN
89102	05132829

Scaneo Ohr- und Stirnthermometer

Das Sanowell Scaneo Thermometer vereint vier Geräte in einem: Es misst präzise die Temperatur an der Stirn, im Ohr oder im Raum und kann darüber hinaus als Uhr verwendet werden. Es besteht keine Verletzungsgefahr durch Glasscherben oder Quecksilber und das Risiko einer Kreuzinfektion wird durch die wasserdichte Mess-Sonde praktisch ausgeschlossen, da man sie mit Wasser abwaschen bzw. desinfizieren kann. Der Einsatz von Sonderschutzkappen ist somit überflüssig. Der Wechsel zwischen den verschiedenen Messarten wird völlig unproblematisch durch Abnehmen der Vorderabdeckung an der Mess-Sonde erreicht.



- » 4 Geräte in einem
- » Ohr- und Stirnthermometer
- » Raumtemperatur und Uhrzeit im Wechsel
- » keine Sonderschutzkappen notwendig, da die Sonde (nicht das Geär) wasserdicht und somit einfach zu desinfizieren ist
- » wasserdichte Mess-Sonde
- » Messung innerhalb 1 Sekunde
- » Automatische Speicherung der letzten Messung
- » großes, leicht ablesbares Display
- » Gewicht: 38 g inklusive Batterie
- » Lebensdauer der Batterie: ca. 500 Messungen
- » 24 Monate Herstellergarantie

Artikel-Nr.	PZN
89000	--



Clavicula Bandage



Die einteilige Spezial-Bandage ist zur Versorgung von Claviculafrakturen geeignet. Sie hat auf der Innenseite einen Frotteebezug und ist im Achselbereich und unter den Spannringen gepolstert. Ist die Bandage in ausreichendem Maße gespannt, so werden die Enden mit angenähten Klettverschlüssen fixiert.

Die Bandage ist mit geschlossenen Klettverschlüssen bei 60 °C waschbar.



Preise auf Anfrage

Produkte	Größe	Artikel-Nr.	PZN
Clavicula Bandage	Bambi	372035	01612627
	Junior	372043	01612745
	XS	372050	01616097
	S	372060	01616855
	M	372070	01617754
	L	372085	01619090
	XL	372100	01619865

Hilfsmittel-Nr. 05.09.02.0011

Gilchrist Bandage



Die Bandage dient der Fixierung des Oberarm- und Schulterbereichs nach Frakturen, Luxationen oder einer AC-Gelenk-Sprengung. Man kann sie postoperativ oder direkt nach einem Trauma anlegen.

Sie besteht aus einem dauerelastischen Trikotschlauch, an den sich ein stabilisierendes Schulterpolster anschließt. An der gesunden Schulter ist die Bandage geteilt, um die Last des Armes zu verteilen. Die Fixierung der Enden erfolgt durch Klettverschlüsse. Auf der Innenseite ist die Bandage mit einem Frotteebezug versehen. Die Bandage ist bei 60 °C waschbar.



Preise auf Anfrage

Produkte	Größe	Artikel-Nr.	PZN
Gilchrist Bandage	Bambi	375190	01599341
	Junior	375210	01601411
	XS	375240	01610002
	S	375260	01610019
	M	375290	01610427
	L	375315	01611266
	XL	375335	01611527
Größentabelle siehe S. 36	XXL	375360	01612171

Hilfsmittel-Nr. 23.09.01.0047

Größentabelle Gilchrist und Clavicula Bandage

Größenbezeichnung	Konfektionsgröße Kinder	Größenbezeichnung	Konfektionsgröße Damen	Konfektionsgröße Herren
Bambi	92 - 104	S	36/38	44/46
Junior	110 - 122	M	40/42	48/50
XS	128 - 140	L	44/46	52/54
		XL	48/50	56/58
		XXL	52/54	60/62

Sanowell rutschhemmende Haftpuffer für Gehhilfen



Die rutschhemmenden, abriebarmen Gummikapseln mit einem Gelenkstopfen für Gehhilfen geben dem Benutzer sehr viel Standsicherheit, insbesondere auf **nassen** Flächen.

Produkte	Größe in cm	Artikel-Nr.	PZN	Hilfsmittel-Nr.
sanowell rutschhemmender Haftpuffer für Gehhilfen	16 mm Ø	89316	06103824	10.99.01.1008
	18 mm Ø	89318	06103830	10.99.01.1009
	20 mm Ø	89320	06103847	10.99.01.1010
	22 mm Ø	89322	06141084	10.99.01.1011

Sanowell Krückenkapseln mit Spikes



Die sanowell Krückenkapseln mit Spikes werden an Gehhilfen mit einem Außendurchmesser von 16 oder 18 mm montiert. Sie geben dem Benutzer der Gehhilfe mehr Standsicherheit auf **schneebedeckten** oder **vereisten** Flächen.

Produkte	Größe in cm	Artikel-Nr.	PZN
sanowell Krückenkapseln mit Spikes	16 mm Ø	89306	10249829
	18 mm Ø	89308	10249835
Ersatzkappe für Krückenkapseln mit Spikes	für beide Größen	89300	--

www.sanowell.com



Sanowell GmbH
Marie-Curie-Str. 5
63755 Alzenau

Fon: 0 60 23 · 40 70 · 300
Fax: 0 60 23 · 40 70 · 399
E-Mail: hallo@sanowell.com
www.sanowell.com